

## COLCHON ANTIESCARA



## COLCHON ANTIESCARA-ESPUMA

- Colchón para cama en espuma troquealada que contribuye al cuidado de la piel y el adecuado manejo de la presión que se genera al contacto con el paciente.
- Protector impermeable: material que permite realizar baño en cama tipo hospitalaria.
- Fácil limpieza y desinfección.
- Evita ingreso de fluidos corporales y por derramación de líquidos.
- Cremallera para desmonte del protector.
- Flexible sintética de poliuretano tipo poliéster, alta resistencia, con capacidad de recuperar su forma original luego de soportar una carga.
- Densidad 30 que proporciona mayor durabilidad y capa intermedia en densidad 26 para brindar mayor confort al paciente. Pliegues interno que permiten la adecuada adaptación del colchón a la cama.
- Elongación a la rotura 80%.
- Resistencia a la tensión 83Kap x ms2 (diseño antiescaras).
- Tamao: 90cm \* 1.90\* 14cm de alto.