

## CONCENTRADOR DE OXIGENO M50 O2 TIGER



## CONCENTRADOR DE OXIGENO -M50 O2 TIGER

Diseñado para el trabajo 24/7 y el uso severo en operaciones Home Care. El ligero y ergonómico concentrador de oxígeno M50 hace la vida más sencilla a los pacientes que requieren terapia de oxígeno a largo plazo.

# CONCENTRADOR DE OXIGENO M50 O2 TIGER

## BENEFICIOS

- Reduccion del 40% comparado con el modelo estandar.
- La unidad cuenta con pocas partes, gracias a esto, el manejo y servicio de soporte es sencillo y reduce costos.
- Toma menos de 1 minuto cambiar los filtros de aire gracias al rapido acceso a estos.
- Otras ventajas conector metalico a prueba de FuegoEquipo compacto y ligero, que se puede

## GARANTIA

- 12 Meses

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo: M50** Flujo de O2 0.5 a 5 litros /min

**Metodo de entrega Continuo**

**Dimensiones:** 600H, 390<sup>3</sup>, 230P(mm)

**Peso:** 14.2kg.

**Alarma Pureza** de O2 82%

**Pureza de O2 93-+3% 3LPM:**

**Modo de operación:** Continuo

**Presion de salida:** 0.05-+0.005 Mpa

**Potencia:** 300W.

**Nivel de ruido:** 45 db

**Voltaje** 110, 60Hz / 220V, 50Hz

## ACCESORIOS

- Humidificador.
- 2 Canulas de nasal de 2 mts
- 1 Filtro de aire
- 1 Filtro interno