



EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - PARED WELCH ALLYN 77710-71

- Equipo con transformador de pared con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico AC 110V +/- 10%, 60Hz y cable de poder.
- Oftalmoscopio con sistema óptico de 3.5V +/- 1v, cuatro o más diafragmas diferentes de fácil ajuste, lentes correctoras de 0 a +/- 40 dioptrías, además con Tubos de plástico con espéculos auriculares reutilizables de mínimo 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm.
- Otoscopio con transmisión de luz por fibra óptica, Lupa desmontable de 3.5 aumentos o más.