



EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - PORTATIL WELCH ALLYN – POCKET LED

- **OFTALMOSCOPIO:** Con mango, altura 17.5 cm, ancho 3.3 cm, profundidad 3.0 cm, diámetro del mango 2.1 cm.
Tipo de baterías alcalinas AA, duración 5 horas, peso sin baterías 72.6 gramos.
Iluminación led sure color con una duración de 10.000 a 20.000 horas, el sistema óptico coaxial produce una visión sin sombras y sin manchas.
- **OTOSCOPIO:** Con mango:
Altura 16.8 cm, ancho 3.0 cm, profundidad 5.1 cm, diámetro del mango 2.1 cm.
Tipo de baterías alcalinas AA, duración 5 horas, peso sin baterías 71.7 gramos.
Iluminación led sure color con una duración de 10.000 a 20.000 horas, transmisión de luz por fibra óptica.

Incluye: Estuche y juego de espejuelos desechables.