

LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA



LAMPARA DE FOTOTERAPIA >XHZ-90

Luz de fototerapia convencional.

Cabeza Ajustable.

Compatible con Todas las Incubadoras.

Temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia.

Ángulo de módulo de la lámpara se puede ajustar.

Altura del módulo de la lámpara se puede ajustar.

LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Configuración estándar.

Modelo móvil: El indicador (incluyendo módulo de la lámpara, el panel de protección y contador de tiempo), botón de bloqueo, y el soporte móvil (incluyendo la barra de ajuste de altura, columna de lámpara y soporte), y las ruedas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fuente de alimentación: ACIOV-120W 60Hz.

Máxima Potencia de salida: 100W.

Fuente de luz: fluorescente azul.

Espectro: 436nm

La mayor irradiancia total de bilirrubina en la superficie efectiva: >1.4mw/cm² (XHZ-90 móviles)

>0.7mw/cm² (XHZ-90 fija).

La uniformidad de la irradiancia total de bilirrubina:

>0.5 (XHZ-90 móviles), > 0.4 (XHZ-90 fija).

Longitud de onda de luz azul: 420-470nm.

Vida útil de la fuente de luz: 2000 horas.

Ajuste el rango para el ángulo de la radiación del módulo de la lámpara: 0^a- 60^a arriba de la horizontal (Sólo para el modelo móvil).

Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara: 1350mm- 1650mm (Sólo para el modelo móvil).

Incorporado en el rango del temporizador: 0-9999 hrs 59min.