

# LARINGOSCOPIO



## LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL VALVAS CURVAS

- Laringoscopio estándar con luz halógena.

### INCLUYE

- 1. Mango estándar en acero inoxidable.
- 4. Valvas curvas en acero inoxidable Macintosh (No 1, 2, 3, 4).
- 1. Maleta o estuche
- 1. Bombillo pequeño
- 1. Bombillo grande

DESCRIPCION	TAMAÑO VALVA
Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

### OPCIONALES:

- Valva No. 0
- Mango pediátrico
- Bombillo pequeños set x 10 unidades.

### BOMBILLOS



- Bombillo pequeño para valvas No. 00, 0, 1 y 2.
- Bombillo grande para valvas No. 3 y 4