

LARINGOSCOPIO



LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL VALVAS RECTAS

- Laringoscopio estándar con luz halógena.

INCLUYE

- 1. Mango estándar en acero inoxidable.
- 5. Valvas rectas en acero inoxidable Miller (No 0, 1, 2, 3, 4).
- 1. Maleta o estuche
- 1. Bombillo pequeño
- 1. Bombillo grande

DESCRIPCION	TAMAÑO VALVA
Neonato	0
Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

OPCIONALES:

- Valva No. 0
- Mango pediátrico
- Bombillo pequeños set x 10 unidades.

BOMBILLOS



- Bombillo pequeño para valvas No. 00, 0, 1 y 2.
- Bombillo grande para valvas No. 3 y 4