



SUCCIONADOR - SXT-5A

Desfibrilación Externa Automática (DEA). Comando de Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
Con control regulable de flujo.
Recipiente de secreciones de 1 litro.
Material plástico transparente autoclavable.

SUCCIONADORES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Resistencia al agua: IPX5 **Resistencia sólida:** de secreciones.

Filtro.

Manguera de Succion

Manual de Usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida de Energía: Configurable por el usuario

Maximo vacio: 600mmHg

Rango de vacio: 150MMhg-600MMhg

Velocidad de flujo: 20 L / Min.

Nivel de ruido: < ó igual a 60dB

Capacidad del recipiente: 1000mLtr.

Peso neto: 6.0 kg

Dimensiones: 21Cm x14Cm x 3

Peso Bruto: 4.0 Kg

Suministro de poder: AC 110V +/- 10%, 60H

Potencia de entrada: 110VA